

# SWING PRO

## ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 400 PROGRAMMI

IDEALE PER IL GOLFISTA SIA PROFESSIONALE CHE AMATORIALE.

84 ACTION NOW | 60 BELLEZZA | 58 FITNESS | 53 SPORT | 54 SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION | 36 SPORT SPECIALI  
23 MICROCORRENTI | 13 RUGHE-PELLE | 12 TENS E DOLORE | 3 REHAB | 3 INCONTINENZA | 1 IONOFRESI

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

4 indipendenti (8 elettrodi)

#### Frequenza

0,3-150 Hz \*

#### Larghezza impulso

40-450 µs \*

#### Intensità

0-120 mA per canale

#### Alimentazione

Batterie ricaricabili

#### Dimensioni

100x160x35 mm

#### Peso

450 gr

\* In base al tipo di corrente




CE  
0476



### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Stimolatore SWING PRO
- 1 Manipolo G-Trode
- 4 Cavi per collegamento elettrodi
- 2 Cavi per microcorrente e ionofresi
- 4 Elettrodi autoadesivi quadrati
- 4 Elettrodi autoadesivi rettangolari
- 1 Caricabatterie
- 1 Manuale operativo



- TENS TENS
- MENS MENS
- IONO IONO
- 3S 3S
- AN ACTION NOW
- STIM TIME RUN TIME
- LAST 10 LAST 10
- FUNZIONE PREFERITI
- AUTO STIM
- MULTI USER MULTI USER
- PRO PROGRAMMABILE
- STIM LOCK
- 2+2 FUNZIONE 2+2
- MY TRAINER MY TRAINER
- SyS SYNCRO STIM
- WORK TIME WORK TIME
- BATTERIA RICARICABILE

# SWING PRO

## ELETTROTHERAPIA 4 CANALI | 400 PROGRAMMI

### ELENCO PROGRAMMI

#### SPORT

Capillarizzazione  
Riscaldamento  
Riscaldamento pre-gara  
Recupero attivo  
Forza massimale  
Forza resistente  
Forza esplosiva  
Reattività  
Resistenza aerobica  
Recupero post-gara  
Decontratturante  
Ipertrofia

#### FITNESS

Rassodamento  
Rassodamento Bio-Pulse  
Modellamento  
Modellamento Bio-Pulse  
Tonificazione  
Aumento massa  
Body sculpting  
Definizione  
Jogging  
Fitness anaerobico  
Fitness aerobico  
Prevenzione crampi

#### BELLEZZA

Drenaggio  
Drenaggio Bio-Pulse  
Lipolisi  
Lipolisi post-parto  
Massaggio relax Bio-Pulse  
Massaggio energetico  
Massaggio tonificante  
Massaggio connettivale  
Braccia gonfie  
Capillarizzazione viso  
Miglioramento tono pelle  
Drenaggio post-parto  
Rassodamento post-parto  
Rassodamento seno  
Modellamento seno  
Effetto lifting  
Definizione

#### RUGHE - PELLE G-PULSE

Microlifting seno  
Microlifting décolleté  
Microlifting viso  
Elasticità pelle  
Inestetismi cellulite  
Collagene Bioskin  
Rughe  
Rughe occhi  
Rughe di espressione  
Smagliature  
Rinforzo unghie  
Bio peeling  
Ematoma

#### REHAB

Atrofia quadricipite  
Recupero post intervento LCA  
Prevenzione sublussazione spalla

#### TENS E DOLORE

Tens antalgica convenzionale  
Tens antalgica modulata  
Tens endorfinica  
Dolori mestruali  
Dolore cronico  
Dolore cervicale  
Dolore muscolare  
Dolore ginocchio  
Dolore spalla (sindrome scapolo-omerale)  
Lombalgia cronica  
Borsiti-tendiniti  
Osteoartrite

#### MICROCORRENTI

Epicondilite  
Periartrite scapolo-omerale  
Ripristino muscolare  
Contusione  
Edema  
Ulcera pelle  
Sciatalgia  
Lombalgia  
Nevralgia brachiale  
Dolore acuto  
Dolore articolare  
Torcicollo  
Colpo di frusta  
Spondilosi cervicale  
Distorsione spalla  
Distorsione ginocchio  
Tunnel carpale  
Osteoartrite  
Distorsione caviglia  
Infiammazione tendine d'Achille  
Infiammazione tendine rotuleo  
Infiammazione cuffia rotatori  
Infiammazione tendinea

#### INCONTINENZA

Incontinenza mista  
Incontinenza da stress  
Incontinenza URGE

#### IONOFRESI

#### SPORT SPECIALI

#### - GOLF

#### SERIAL SEQUENTIAL STIMULATION

La lista di programmi "3S" include 54 combinazioni di parametri. I programmi "3S" si caratterizzano per un ritardo di attivazione dei canali 3 e 4 rispetto ai canali 1 e 2. La Serial Sequential Stimulation permette di stimolare la muscolatura in catena cinetica grazie ai tempi di attivazione differenziati dei distretti muscolari interessati.

#### ACTION NOW

La lista di programmi "Action Now" include 84 combinazioni di parametri. Tale modalità viene consigliata soprattutto in ambito sportivo o per la preparazione atletica dove si vuole sommare la contrazione muscolare indotta da uno stimolatore ad un lavoro svolto con sovraccarichi sia in forma dinamica che isometrica.