

MAGNETOVET 200 con CUCCIA TERAPEUTICA

MAGNETOTERAPIA

MAGNETOVET 200 È UN DISPOSITIVO PER MAGNETOTERAPIA PORTATILE IN GRADO DI PRODURRE UN CAMPO ELETTROMAGNETICO AD ALTA INTENSITÀ. GLI IMPULSI PRODOTTI HANNO UN EFFETTO TERAPEUTICO E RIGENERATIVO SULLE PRINCIPALI PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI CHE COLPISCONO GLI ANIMALI.

PER LA SUA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO IN COMBINAZIONE CON LA CUCCIA TERAPEUTICA, MAGNETOVET 200 È PARTICOLARMENTE INDICATA ANCHE PER I TRATTAMENTI DOMICILIARI DEI DOLORI CRONICI.

PROGRAMMI SPECIFICI PER CANE, GATTO E CAVALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display

Dimensione 2.6", retroilluminato

Canali

2

Intensità erogabile

200 Gauss medi per canale con solenoidi flex

Frequenza

Regolabile in programmazione da 5 a 200Hz

Duty Cycle

Da 5% a 50% a step di 5

Alimentazione

- Rete
- Pacco batteria (opzionale)

Dimensioni


mm 100x160x35

Peso

gr 440

DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Dispositivo MAGNETOVET 200
- 1 Cuccia Terapeutica mm 700x440
- 1 Solenoide flessibile mm 300x100
- 1 Coperta in morbido pile
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



OPZIONI DI ACQUISTO

- Cod. G5620 Dotazione senza Cuccia Terapeutica

Cuccia terapeutica in memory foam, 4 bobine, mm 700x440 per cani di piccola taglia e gatti.

- Cod. G6039 Per cani di taglia grande acquistare 2 cucce singole che verranno unite dal velcro



LAST 10



OPZIONE NOLEGGIO



MULTI USER



FUNZIONE 1+1



PROGRAMMABILE



ALIMENTAZIONE A RETE

MAGNETOVET 200

MAGNETOTERAPIA

Rev. It_03_2021

ELENCO PROGRAMMI

CANE / GATTO

Frattura

Pseudoartrosi

Ferite / Ulcere

Osteoartrosi anca

Osteoartrosi ginocchio

Osteoartrosi gomito

Osteoartrosi spalla

Spondiloartrosi

Lussazione

Cicatrizzazione

Edema

Paralisi periferiche

Dolore infiammatorio

CAVALLO

Osteoartrosi

Ferite / Ulcere

Discopatia

Edema